

## CASE STUDY


Jeffrey Carter, MD

University Medical Center, New Orleans, LA and  
Joseph Andrew Molnar, MD, PhD, Wake Forest Baptist  
Medical Center, Winston-Salem, NC

### 患者の状態

頭部、胸部、背部、両下肢への火炎による62% TBSAの混合深度熱傷を受傷した12歳女児。本症例では、両下肢の治療アウトカム及び1年のフォローアップについて述べる。医師はインテグラ真皮欠損用グラフト及び網状分層植皮(STSG)をRECELLと組み合わせて治療を行った。

### RECELL 治療部位



### 結語

本症例では、全層熱傷に対するSpray-On Skin Cellsのインテグラおよび高倍率STSGと組み合わせ使用が示されている。62% TBSAという広範囲熱傷であるにも関わらず、28日以内の創部完全閉鎖および良好な長期アウトカムが得られている。

## 62% TBSAの全層熱傷を受傷した小児患者に対するRECELL<sup>®</sup>治療

治療日




術後7日



術後14日



術後1年



### 治療法

始めに脚部の切除術を実施し、インテグラ真皮欠損用グラフトの適用を行った。受傷から18日後、インテグラのシリコン層を剥がし、VERSAJET<sup>®</sup>を使用して創面環境調整を行い、RECELLシステムを用いてSpray-On Skin<sup>™</sup> Cellsを作成した。ステープラーで固定した4:1網状分層植皮(STSG)の上から細胞懸濁液を噴霧した。治療部位の被覆には、Telfa<sup>™</sup> ClearおよびXeroform<sup>™</sup>を使用。手と関節部の熱傷部位に対するRECELLの安全性と効果については、確立されていない。

### 臨床的アウトカム

高倍率STSGをインテグラ真皮欠損用グラフトの上から適用後、RECELLのSpray-On Skin Cellsを噴霧した事により、7日目には75%、14日目には95~99%の再上皮化が得られ、RECELL治療から28日目には完全上皮化が得られた。受傷から1年後、医師によると、患者の熱傷創に中程度のテクスチャーと血色、色素のミスマッチが見られたとの報告があった。患者の入院期間は、28日であった。

本紙に掲載している症例は、臨床成績の一部を紹介したものです。全ての症例で同様の効果を保証するものではありません。

